

## CPAP 装置(ワインマン)ご使用患者様

### CPAP ご使用データメール送信手順のご案内

ご使用のパソコンから SD カード内のデータを貼付の上、メール送信いただく方法でも LINE 通話 電話再診が可能となっております。  
ご自宅からパソコン操作が可能な患者様は以下手順を参照の上、ご使用データのメール送信をお願い致します。



#### —ご使用データメール送信手順—

- ① ワインマン本体右側面に挿入されてます SD カードを抜き取り、ご使用になられているパソコンのカードスロット、もしくは SD カードリーダーに挿入ください。  
(SD カードの取出しにあたっては装置のコンセントを抜いた状態、もしくは SD カードランプが点灯していることを確認の上、取出してください。)

- ② SD カード内には以下、4 つのフォルダー・ファイルが入っています。

名前	更新日時	種類	サイズ
DCM	2020/06/22 23:19	ファイル フォルダー	
logs	2020/06/22 23:19	ファイル フォルダー	
config.pcfg	2020/06/22 23:19	PCFG ファイル	2 KB
therapy.pdat	2020/06/22 23:19	PDAT ファイル	6,184 KB

- ③ SD カード内にある「therapy.pdat」ファイルのみをメールに添付いただき、宛先：

[wein@mukokyu.com](mailto:wein@mukokyu.com) へ

件名に診察券番号 患者様名を入力の上、送信してください。

(※ご使用になられているメールサーバのファイル容量によっては送信できない場合があります)

またご自宅からパソコンでのデータ送信が出来ない患者様は、

従来通りデータカードを Line 通話 電話再診の 5 日前までに医療機関へ送付ください。

データ送付・SD カードに関するお問合せ先：

チェスト株式会社 大阪営業所大阪 SAS センター 担当：山田(TEL:06-6975-7811)

Line 通話 電話再診前 SD カード送付先：

〒662-0973 兵庫県西宮市田中町 3-1 エイヴィスプラザ2F 星野耳鼻咽喉科 睡眠呼吸センター

Line 通話 電話再診は従来と同じ方法で Line 通話 電話再診枠にご予約お願いします。

Line 通話 電話再診予約日時に cpap 専用回線にお電話ください。

星野耳鼻咽喉科 CPAP 電話再診 専用電話回線 0798-31-5965